

Instrukcja użycia els bulkfill

1. Opis produktu

Plłynny, światłoutwardzalny, radioceniunijący mikrohybrydowy kompozyt podkładowy o wyjątkowo niskim naprężeniu skurczowym i zwiększonej gęłobkości utwardzania (przyrost grubości o 4 mm). Produkt zgodny z normą DIN EN ISO 4049.

2. Skład

Szkło borowe (53% masowo, 28% objętościowo), uzianienie 0,04–3,00 µm, mediana 0,7 µm), silanizowane, trifluorek terbu, BisGMA, BisE-MA, katalizatory, inhibitory, dodatki

3. Przeznaczenie

Uzupełnienia firmy SAREMCO są przeznaczone do bezpośredniego odbudowywania lub korekty zaburzonego funkcjonalnie naturalnego uzębienia (np. braków w uzębieniu). Materiał odtwórczy przeznaczony do odbudowy lub korekty naturalnego uzębienia.

4. Wskazanie

- Wypełnienie ochronne (baza wypełniająca) i podkład do ubytków klasy I i II.
- Bezpośrednie wypełnienie niewielkich uzupełnień klasy I w stałych zębach trzonowych oraz uzupełnień klas I i II w młecznych zębach trzonowych (bez konieczności stosowania dodatkowego okluzyjnego materiału kompozytowego).
- Lakowanie szerokieh bruzd
- Odbudowa rdzenia

5. Przeciwskazanie

Odsłonięta miązga, zapalenie miązgi oraz znana alergia na metakrylany, kamforochinon i BHT.

6.Grupa docelowa pacjentów

Preparat els bulkfill jest odpowiedni do stosowania w wszystkich pacjentów bez ograniczeń dotyczących wieku lub płci.

7. Użytkownik

Preparat els bulkfill powinien być stosowany wyłącznie przez profesjonalnie przeszkolonego lekarza dentystę.

8. Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach odnotowano alergie kontaktowe na produkty o podobnym składzie. Aby uniknąć reakcji miązgi, zaleca się pokrycie odsłoniętej żębiny w okolicy miązgi odpowiednimi ochronnymi materiałami wypełniającymi (najlepiej wodorotlenkiem wapnia).

Uwaga: preparat els bulkfill nie zawiera TEGD-MA ani HEMA.

9. Interakcje

Należy unikać ochronnych materiałów wypełniających, które mogą utrudnić polimeryzację ze względu na swój skład. Do tej kategorii należą wszystkie związki fenolowe, takie jak tlenek cynku z eugenolem lub preparaty zawierające tyłol.

10. Etapy postępowania

10.1. Czyszczenie zębów

Wyszczotkować leczony ząb i zęby obok niego pasta bez fluoru. W razie potrzeby oczyścić przestrzenie międzyzębowe za pomocą pasków i nici dentystyczne.

10.2. Osuszenie

Odpowiednio wysuszyć, założyc koferdam.

10.3. Przygotowanie ubytku

Ubytek należy przygotować w typowy sposób. Podcięcie i ścięcie krawędzie są zalecane w celu zwiększenia przyczepności i lepszego dopasowania krawędzi. Oczyszczyć i osuszyć ubytek.

10.4. Umieszczenie matryc

Zastosować niezbędne środki ostrożności w miejscach, w których preparat els bulkfill może wypłynąć. Korzystne jest stosowanie matryc zaklinowanych w obszarze proksymalnym. Minimalne oddzielenie ułatwia kontakt między sąsiednimi zębami oraz umożliwia wprowadzenie matrycy.

10.5. Wypełnienie ochronne

W przypadku wypełnień zlokalizowanych blisko miązgi zaleca się ochronę miązgi za pomocą wypełnienia ochronnego (np. cementu na bazie wodorotlenku wapnia). Nie należy stosować tlenku cynku z eugenolem!

10.6. Klejenie

Klej musi być odpowiednio przygotowany i nakładany zgodnie z instrukcją użycia produktu. Firma SAREMCO zaleca stosowanie preparatów cmf adhesive system, els duobond els unibond i apt unibond.

10.7. Aplikacja

Sposób użycia strzykawki: Do strzykawki należy przmocować rurkę aplikacyjną (w zestawie) i aplikować preparat els bulkfill bezpośrednio. Poczawczy od najbliższego punktu, wprowadzać materiał bezpośrednio do przygotowanego ubytku, wypełniając go od dołu do góry. Pozostawić końcówkę metalowej rurki w ubytku. Aby uniknąć powstawania pęcherzyków, należy się upewnić, że materiał przepływa powoli i równomiernie. W razie potrzeby usunąć pęcherzyki powietrza i nadmiar materiału przed polimeryzacją. W przypadku użycia jako bazy do wypełnienia, odległość od okluzyjnej krawędzi ubytku musi wynosić co najmniej 2 mm. Preparat els bulkfill może być poddawany polimeryzacji warstwowi o grubości do 4 mm. Następnie miejsce należy pokryć kompozytem uniwersalnym na bazie metakrylanu lub kompozytem do zębów tylnych. Firma SAREMCO zaleca stosowanie preparatu els composite. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe instrukcje użycia dotyczące przetwarzania i wykańczania.

Uwaga: Po każdym użyciu należy wyjąć rurkę aplikacyjną i założyć nasadkę z powrotem na miejsce. Produkty światłoutwardzalne powinny

być przechowywane z dala od źródeł mocnego światła.

10.8. Utwardzanie światłem

Do utwardzania światłem należy używać standardowych urządzeń do polimeryzacji. Należy odpowiednio naświetlić każdy obszar wypełnienia. Zalecana jest również dodatkowa ekspozycja z przestawi okluzjowego (jeśli jest to możliwe) oraz przestrzni ustnej i przedślonkowej. Jeśli użyto metalowych matryc, należy je wcześniej usunąć. Ustawić okienko lampy jak najbliżej powierzchni wypełnienia (w przeciwnym razie jakość utwardzania będzie gorsza). Niewystarczające utwardzenie może powodować przebarwienia materiału i utratę wytrzymałości wypełnienia kompozytowego, co może prowadzić do dolegliwości. Czas ekspozycji wynosi 20 sekund (dla lamp halogenowych o mocy 700 mW/cm2). Czas ekspozycji może się różnić w zależności od źródła światła i jego instrukcji używania.

11. Przechowywanie

Chronicz produkty światłoutwardzalne przed silnymi źródłami światła i ciepła! Preparat els bulkfill jest przeznaczony do stosowania w temperaturze pokojowej (20°C–25°C). Przechowywać w temperaturze od 4°C do 28°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28°C, zaleca się przechowywanie w lodówce. Nie wolno zamrażać! Przed użyciem doprowadzić do temperatury pokojowej.

12. Numer partii i data ważności

W przypadku pytań należy podać numer partii w celu umożliwienia identyfikacji produktów. Produktów nie powinno się używać po upływie daty ważności.

13. Środki ostrożności

Po każdym użyciu należy zamknąć pojemniki odpowiednią pokrywą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie do użytku stomatologicznego. Dostępne na rynku rękawice medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającymi działaniem metakrylanów. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z rękawicą, należy ją zdjąć i wyrzucić, natychmiast użyć ręce wodą z mydłem i założyć nową rękawicę. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Podczas polerowania lub usuwania kompozytów zaleca się, aby zawsze używać system chłodzenia wody i dobrego systemu ekstrakcji, często wentrycz gabinet stomatologiczny i nosić maski o wysokiej skuteczności filtracji cząstek o drobnym uzianieniu.

14. Środki nadzwyczajne

W razie bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej, należy ją przepłukać wodą. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przepłukać wodą. Zasięgnąć porady okulisty.

15. Higiena

Przyrządów do nakładania produktu używać tylko u jednego pacjenta. Produkty należy dozwzać z dala od pacjentów, aby uniknąć zanieczyszczenia. Sterylizacja strzykawek lub końcówek przed pierwszym użyciem nie jest wymagana.

16. Gwarancja

Produkt został opracowany na potrzeby stosowania w stomatologii i musi być użytkowany zgodnie z instrukcją użycia. W przypadku szkód następujących, czyli szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji użycia lub innym niewłaściwym obchodzeniem się z produktem lub jego niewłaściwym użytkowaniem, wszelka odpowiedzialność jest wykluczona. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do jakości naszych produktów. Jeśli produkt nosi wady jakościowe, wytyczna obejmuje wyłącznie jego wartość. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie przed użyciem produktów, czy są one zgodne z planowanym przeznaczeniem. Użytkownik wyraźnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z produktu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody. Karty charakterystyki i karty danych technicznych są dostępne na stronie internetowej SAREMCO Dental AG.

17. Inne uwagi dotyczące państw europejskich
Jeśli użytkownik i/lub pacjent dowie się o poważnych incydentach związanych ze stosowaniem produktu, jest zobowiązany zgłosić je producentowi i właściwemu organom państwa, w którym taki użytkownik i/lub pacjent mieszka. Zestawienie dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności klinicznej produktów firmy SAREMCO można znaleźć w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (EUDAMED–https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

18. Produkcja/dystrybucja
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Szwajcaria
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

Edycja: 07-2024 | D600154

Wyroby medyczne klasy III
Wyroby medyczne klasy III (Kanada)



Kullanım talimatı els bulkfill

1. Ürün açıklaması

Akışkan, ışık kütlenen, radyoopak mikrohibrit kompozit, son derece düşük büzülme stresi ve artırılmış kürleme derinliği (artış kalınlığı 4 mm), DIN EN ISO 4049 uyumlu.

2. Bileşim

baryum cam (%53 ağırlık, %28 hacim, 0,04 - 3,00 µm), silanize parçacık boyutu, medyan 0,7 µm), silanize edilmiş, iiterbyum triflorür BisGMA, BisEMA, katalizörler, inhibitörler, katkı maddeleri

3. Kullanım Amacı

Saremco restoratifleri, işlevi bozulmuş doğal diş yapısını (örneğin eksik dişler) doğrudan rekonstrüksiyonu veya düzeltmesi için tasarlanmıştır. Doğal diş yapısının rekonstrüksiyonu veya düzeltmesi için tasarlanmış restoratif malzeme.

4. Endikasyon

- Sınıf I ve II kaviteler için alt dolgu (dolgu tabanı) ve kaplama
- Kalan azı dişlerindeki küçük sınıf I restorasyonların ve birincil azı dişlerindeki sınıf I ve II restorasyonların doğrudan dolgu ile tedavisi (ek bir oklüzal kompozit materyale ihtiyaç duyulmadan)
- Genişletilmiş fissür örtülmesi
- Kor buld-upları

5. Kontrendikasyon

Açılmış pulpa, pulpitis ile metakrilatlar, kamforkinona ve BHT'ye karşı bilinen alerji.

6. Hasta hedef grubu

els bulkfill, herhangi bir yaş veya cinsiyet kısıtlaması olmaksızın tüm hastalarda kullanıma uygundur.

7. Kullanıcı

els bulkfill, yalnızca profesyonel eğitim almış diş hekimleri tarafından kullanılmalıdır.

8. Yan etkiler

Bireysel vakalarda, benzer bileşimdeki ürünlere karşı temas alerjileri tanımlanmıştır. Pulpa reaksiyonlarını önlemek için, pulpa bölgesindeki açığa çıkan dentinin uygun alt dolgu malzemeleriyle (tercihen kalsiyum hidroksit ile) kapatılması önerilir.

Not: els bulkfill, TEGDMA veya HEMA içermez.

9. Etkileşimler

İçerisindeki maddeler nedeniyle polimerizasyonu engelleyebilecek alt dolgu malzemelerinden kaçınm. Çinko oksit öjenol veya timol içeren preparatlar gibi tüm fenolik bileşikler bu kategoridedir.

10. İşleme aşamaları

10.1. Diş temizliği

Tedavi edilen diş ve yanındaki dişler florürsüz diş macunu ile fırçalayın. Gerekirse sertler ve diş ipi kullanarak diş arasındaki boşlukları temizleyin.

10.2. Kurutma

Yeterince kurulayın, lastik örtü uygulayın.

10.3. Kavite hazırlığı

Kaviteyi her zamanki gibi hazırlayın. Yapışmayı ve kenar uyumunu iyileştirmek için çentikler ve eğimli kenarlar önerilir. Kaviteyi temizleyin ve kurulayın.

10.4. Matrisleri yerleştirme

els bulkfillin dışın akabileceği alanlarda gerekli önlemleri alın. Proksimal alanda kama şeklindeki yerleştirilmiş matrislerin kullanımı avantaj yaratır. Minimum ayrılma, aproksimal teması ve matrisin yerleştirilmesini kolaylaştırır.

10.5. Alt dolgu

Pulpaya yakın preparasyonlarda, pulpanın alt dolgu (örneğin kalsiyum hidroksitli siman) ile korunması tavsiye edilir. Çinko oksit öjenol kullanmayın.

10.6. Yapışma

Yapıştırıcı, ürünün kullanım talimatlarına uygun olarak şartlandırılmalı ve uygulanmalıdır. SAREMCO; cmf adhesive system, els duobond, els unibond ve apt unibondun kullanımısını önermektedir.

10.7. Uygulama

Şırıngayı kullanarak: Uygulama tüpünü (dahildir) şırıngaya sabitleyin ve els bulkfilli doğrudan uygulayın.

En alt noktadan başlayarak malzemeyi doğrudan hazırlanmış kaviteye aşağıdan yukarıya doğru doldurun. Metal tüpün ucunu kaviteye yerleştirilmiş halde bırakın. Kabarcık oluşumunu önlemek için, malzemenin yavaş ve eşit şekilde aktığından emin olun. Gerekirse, polimerizasyondan önce kabarcıkları ve fazla malzemeyi alın. Dolgu tabanı olarak kullanıldığında, kavitenin oklüzal kenarına olan mesafe en az 2 mm olmalıdır; els bulkfill, 4 mm kalınlığa kadar artışlarla polimerize edilebilir. Daha sonra metakrilat bazlı evrensel veya posterior diş kompozitlerle örtün. SAREMCO, els composite'in kullanımını önermektedir. Lütfen işleme ve düzeltme için özel kullanım talimatlarına dikkat edin.

Not: Her kullanımdan sonra uygulama tüpünü çıkarın ve kapağı yerine takın. Işık kütlenen ürünler güçlü ışık kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

10.8. Işıkla kürleme

İşıkla kürleme için standart polimerizasyon cihazları kullanın. Dolgunun her alanını yeterince maruz bırakın. Erişilebilen yerlerde aproksimal boşlukta, oral ve vestibüler boşluklardan ek maruz bırakma da önerilir. Metal matrislik kullanılmışsa bunlar önceden çıkarılmalıdır. Lambanın ışık penceresini dolgunun yüzeyine mümkün olduğunca yaklaştırn (aksi takdirde kürleme kalitesi daha düşük olur). Yeterisiz kürleme, malzemenin renginin değişmesine ve kompozit dolgunun mukavemetinin kaybolmasına neden olabilir ve şikayetlere yol açabilir. Maruz bırakma süresi 20 saniyedir (700 mW/cm2 halojen lambalar için). Maruz bırakma

süresi, ışık kaynağına ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değişebilir.

11. Saklama

Işıkla kütlenen ürünleri güçlü ışık ve ısı kaynaklarından koruyun. els bulkfill oda sıcaklığında (20°C - 25°C / 68°F - 77°F) kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 4°C - 28°C / 39°F - 82°F arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Oda sıcaklığı 28°C / 82°F'yi aşarsa buzdolabında saklanması önerilir. Dondurmayın. Kullanmadan önce oda sıcaklığına getirin.

12. Parti numarası ve son kullanma tarihi

Sorular olmasa durumunda ürünlere tanımlanmış için parti numarası belirtilmiştir. Ürünler son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

13. Öneliyici tedbirler

Her kullanımdan sonra kapları doğru kapakla kapatın. Çocukların eritemeyeceği yerde saklayın. Sadece diş hekimliğinde kullanılm içindir. Piyasada satılan tıbbi eldivenler metakrilatların sensitizasyonu etkisine karşı koruma sağlamaz. Ürün eldivene temas ederse eldiveni çıkarın ve atın, ellerinizi hemen su ve sabunla yıkayın ve yeni bir eldiven takın. Alerjik reaksiyon durumunda tıbbi yardım alın. Kompozitleri parlatırken veya çıkarırken her zaman su soğutmalı sistem ve iyi bir ekstraksiyon sistemi kullanın, diş laboratuvarının sık sık havalandırılması ve küçük parçacık boyutları için yüksek parçacık filtrasyonu verimliliğine sahip maskeler takılması önerilir.

14. Acil önlemler

Ağız mukozasıyla doğrudan temas halinde ağız suyla yıkayın. Gözle temas halinde gözü suyla iyice durulayın. Göz doktoruna başvurun.

15. Hijyen

Uygulama aletlerini yalnızca bir hastada kullanın. Kontaminasyonu önlemek için ürünleri hastalardan uzakta dozlayın. İlk kullanımdan önce şırıngaların veya uçların sterilize edilmesi gerekli değildir.

16. Garanti

Ürün, diş hekimliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve kullanım talimatlarına uygun olarak işlenmelidir. Kullanım talimatlarına uyulmaması veya ürünün başka bir şekilde yanlış veya uygunsuz kullanımı nedeniyle oluşan diğer hasarlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Sorumluluğumuz ürünlerimizin kalitesiyle sınırlıdır. Kalite kusuru olan bir ürün için yalnızca değer değişikliği yapılır. Ürünleri kullanımdan önce, bunların kullanımı amacıyla uygun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri açıkça kullanıcı üstlenir ve ortaya çıkan hasarlardan yalnızca kullanıcı sorumludur. Güvenlik bilgi formlarına ve teknik bilgi formlarına SAREMCO Dental AG web sitesinden ulaşılabilir.

17. Avrupa için diğer notlar

Kullanıcı ve/veya hasta, ürünün uygulanmasıyla bağlantılı ciddi olayların farkına varırsa bunlar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin sorumlu makamlarına bildirilmelidir.

SAREMCO Ürünlerinin Güvenlik ve Klinik Performans Özeti, Avrupa tıbbi cihazlar veritabanında (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed) bulunmaktadır.

18. Üretim / dağıtım

SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / İsviçre
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

CE 020

Düzenleme :07-2024 | D600154

Sınıf IIIa tıbbi cihazlar
Sınıf III tıbbi cihazlar (Kanada)