

Instrukcja użycia apt unibond

1. Opis produktu

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, samowytwarzający materiał adhezyjny do tworzenia trwałej, pozabawionej szczelin brzoźnych adhezji między strukturą zęba (zębina, szkliwem) a światłoutwardzalnym materiałem wypełniającym/mocującym.

2. Skład
Etanol, fosforan metakrylanu, aromatyczny metakrylan uretanu, BisEMA, woda, wypełniacze, inicjatory

3. Przeznaczenie
Stomatologiczne środki wiążące firmy SAREMCO stosowanją adhezyjnie bezpośrednio lub pośrednio protez w celu odbudowy lub korekty zaburzonego funkcjonalnie naturalnego uzębienia (np. braków w uzębieniu).

4. Wskazanie

- Bezpośrednie uzupełnienia protetyczne z użyciem światłoutwardzalnych materiałów na bazie kompozytów.
- Uzupełnienia pośrednie: przy użyciu światłoutwardzalnych cementów kompozytowych do mocowania wkładów, nakładów, koron i mostów.

5. Przeciwskazanie

Odsłonięta miązga, zapalenie miązgi, znana alergia na metakrylan.

6. Grupa docelowa pacjentów

Preparat apt unibond jest odpowiedni do stosowania u wszystkich pacjentów bez ograniczeń dotyczących wieku lub płci.

7. Użytkownik

Preparat apt unibond powinien być stosowany wyłącznie przez profesjonalnie przeszkolonego lekarza dentystę.

8. Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach odnotowano alergie kontaktowe na produkty o podobnym składzie. Aby uniknąć reakcji miązgi, zaleca się pokrycie odsłoniętej zębiny w okolicy miązgi odpowiednimi ochronnymi materiałami wypełniającymi (najlepiej wodoroetlenkiem wapnia). Uwaga: preparat apt unibond nie zawiera TEGDMA ani HEMA.

9. Interakcje

Należy unikać ochronnych materiałów wypełniających, które mogą utrudniać polimeryzację ze względu na swój skład. Do tej kategorii należą wszystkie związki fenolowe, takie jak tlenek cynku z eugenolem lub preparaty zawierające tymol.

10. Etapy postępowania

10.1. Osuszanie

Ze względu na późniejszą aplikację materiału wypełniającego wymagany jest drenaż pola roboczego. Uważać, aby nie zanieczyścić ubytku krwią lub śliną. Zalecane jest stosowanie koferdamu.

10.2. Przygotowanie ubytku

Ubytek należy przygotować w typowy sposób. Podcięcia i ścięta krawędzie są zalecane w celu zwiększenia przyczepności i lepszego dopasowania krawędzi. Oczyścić i osuszyć ubytek. Unikać przesuszenia.

10.2.1. Wytrawianie tkanki zęba (opcjonalnie)
Stosując preparat apt unibond, uzyskuje się klinicznie wystarczającą warstwic siły wiązania. Poprzez selektywne wytrawianie szkliwa lub zastosowanie techniki całkowitego wytrawiania można osiągnąć jeszcze wyższe wartości adhezji.

10.2.1.1. Technika całkowitego wytrawiania (z zastosowaniem
preparatu cmf etch firmy SAREMCO).
Nanieść żel trawiący, a następnie przygotować powierzchnię zgodnie z instrukcją użycia produktu. Firma SAREMCO zaleca stosowanie preparatu cmf etch.

10.2.1.2. Sелеktywne wytrawianie szkliwa
Nanieść żel trawiący, a następnie przygotować powierzchnię zgodnie z instrukcją użycia produktu. Firma SAREMCO zaleca stosowanie preparatu cmf etch. Odpowiednio wytrawione szkliwo jest matowe i białe.

Uwaga: Istnieje możliwość zastosowania techniki całkowitego wytrawiania w ubytkach ograniczonych zębina. W takim przypadku zębina nie powinna być wytrawiana dłużej niż 15 sekund i tylko krótko osuszana po splukaniu.

10.2.2. Bez wytrawiania

Nie należy przesuszać zębiny. Optymalna jest lekko wilgotna powierzchnia ubytku. Bez opracowania (np. ubytek przyszyjkowy) dokładnie oczyścić powierzchnię i zszorstkować brzeg szkliwa diamentem wykańczającym.

10.3. Aplikacja

Należy użyć apt unibond na szkliwo/zębina niezbyt cienką warstwą za pomocą pędzelka i wmasowywać w tkankę zęba przez 20 sekund. Uwaga: preparat apt unibond jest światłoutwardzalny, więc należy unikać zbyt intensywnego światła otoczenia. Podczas aplikacji należy przykryć światło labialną zabiegową.

10.4. Osuszanie

Suszyć warstwę kleju za pomocą dmuchawy przez co najmniej 5 sekund.

10.5. Polimeryzacja

Do polimeryzacji warstwy wiążącej należy użyć niebieskiego światła (lampa halogenowa lub ledowa). Określony czas ekspozycji odnosi się do halogenowych lub ledowych urządzeń do utwardzania światłem o minimalnym natężeniu światła 500 mW/cm2 i długości fali 400-500 nm. Wymagany czas ekspozycji może się różnić w zależności od źródła światła i instrukcji jego obsługi. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem należy sprawdzić moc świetlną lampy i wymagany czas naświetlania w warunkach in vitro. Ustawić urządzenie do utwardzania światłem jak najbliższej powierzchni poddawanej polimeryzacji. Podczas polimeryzacji na powierzchni tworzy się warstwa inhibicyjna, której nie wolno dotykać ani usuwać, gdyż jest ważna dla wiązań z kolejnymi warstwami kompozytu.

PL | Polski

Czas ekspozycji

moc światlna	≥ 500 mW/cm²	≥ 1’200 mW/cm²
czas ekspozycji	20 sec.	10 sec.

Ważne: wydłużenie czasów ekspozycji nie wpływa korzystnie na adhezję! W przypadku stosowania podwójnie utwardzalnych kompozytów mocujących, utwardzanie światłem kompozytu mocującego jest niezbędne.

Uwaga: Nie stosować preparatu apt unibond do nieprzeziernych uzupełnień lub głębokich ubytków, w przypadku których nie można zagwarantować całkowitego utworzenia światłem.

10.6. Uwagi dotyczące mocowania mostów typu Maryland

Podczas mocowania mostów typu Maryland za pomocą preparatu apt unibond, szkliwo musi zostać zszorstkowane lub wytrawione zelem kwasu fosforowego (np. cmf etch firmy SAREMCO) przed zastosowaniem spoiwa. Spoiwa samowytwarzające są mniej skuteczne na nieprzygotowanym szkliwie. Nadmierna ilość materiału wiążącego na niepolerowanym i niezafoszowanym szkliwie może spowodować przebarwienia krawędzi. W celu uzyskania optymalnych rezultatów wiązania za pomocą preparatu apt unibond szkliwo powinno być wcześniej przygotowane, jak w przypadku ubytków klasy III, IV, V i zamknięcia diastemy.

11. Przechowywanie

Po użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę z preparatem apt unibond. Przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi płynu. Nie wystawiać produktów światłoutwardzalnych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani światła lampy zabiegowej. Preparat apt unibond jest przeznaczony do stosowania w temperaturze pokojowej (23°C-25°C). Przechowywać w temperaturze od 4°C do 28°C. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28°C, zaleca się przechowywanie w lodówce. Nie wolno zamrażać! Utrzymywanie stałej temperatury powyżej 28°C może skrócić okres przydatności produktu do użytku.

12. Numer partii i data ważności

W przypadku pytań należy podać numer partii w celu umożliwienia identyfikacji produktów. Produktów nie powinno się używać po upływie daty ważności.

13. Środkii ostrożności

Po każdym użyciu należy zamknąć pojemniki odpowiednią pokrywą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie do użytku stomatologicznego. Dostępne na rynku rekwizyty medyczne nie zapewniają ochrony przed uczulającymi działaniami metakrylanów. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z rękawicą, należy ją zdjąć i wyrzucić, natychmiast umyć ręce wodą z mydłem i założyć nową rękawicę. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza.

14. Środki nadzwyczajne

W razie bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową jamy ustnej, należy ją przepłukać wodą. W razie kontaktu z oczami, należy je dokładnie przepłukać wodą. Zasięgnąć porady okulisty.

15. Higiena

Przyrządów do nakładania produktu używać tylko u jednego pacjenta. Produkty należy dozować z dala od pacjentów, aby uniknąć zanieczyszczenia.

16. Gwarancja

Produkt został opracowany na potrzeby stosowania w stomatologii i musi być użytkowany zgodnie z instrukcją użycia. W przypadku szkód następczych, czyli szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji użycia lub innymi niewłaściwym obchodzeniem się z produktem lub jego niewłaściwym użytkowaniem, wszelka odpowiedzialność jest wyłączona. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do jakości naszych produktów. Jeśli produkt nosi wady jakościowe, wymiana obejmuje wyłącznie jego wartość. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie przed użyciem produktów, czy są one zgodne z planowanym przeznaczeniem. Użytkownik wyraźnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z produktu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego szkody. Karty charakterystyki i karty danych technicznych są dostępne na stronie internetowej SAREMCO Dental AG.

17. Inne uwagi dotyczące państw europejskich
Jeśli użytkownik i/lub pacjent dowie się o powadżnych incydentach związanych ze stosowaniem produktu, jest zobowiązany zgłosić je producentowi i właściwym organom państwa, w którym taki użytkownik i/lub pacjent mieszka. Zestawienie dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności klinicznej produktów firmy SAREMCO można znaleźć w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (EUDAMED-https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

18. Produkcja/dystrybucja
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Szwajcaria
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

Edycja: 07-2024 | D600206

Wyroby medyczne klasy IIa
Wyroby medyczne klasy III (Kanada)



Kullanım talimatı

apt unibond

1. Ürün açıklaması

Diş yapısı (dentin, mine) ile ışıkla kürlenene dolgu malzemesi malzemesi arasında kalıcı, marjinal boşluksuz bir yapışma oluşturmak için ışıkla kürlenir bir bileşenli kendiliğinden aşındırın yapıştırıcı.

2. Bileşim

Etanol, metakrilite fosforik tuz, aromatik üretan metakrilat, BisEMA, su, dolgu maddeleri, başlatıcılar

3. Kullanım Amacı

Saremc0 diş bağlama maddeleri, işlevi bozulmuş doğal diş yapısının (örneğin ekşik dişler) rekonstrüksiyonu veya düzeltilmesi için doğrudan veya dolaylı protelerin yapışmasını destekler.

4. Endikasyon

1. Işıklı kürlenene kompozit bazlı malzemelerle doğrudan yapıştırmaları.
2. Dolaylı restorasyonlar: inley, onley, kron ve köprüleri sabitlemek için ışıkla kürlenene kompozit simanların kullanımı.

5. Kontrendikasyon

Açılmış pulpa, pulpitis. Metakrilatlara karşı bilinen alerji.

6. Hasta hedef grubu

apt unibond, herhangi bir yaş veya cinsiyet kısıtlaması olmaksızın tüm hastalarda kullanıma uygundur.

7. Kullanıcı

apt unibond, yalnızca profesyonel eğitim almış diş hekimleri tarafından kullanılmalıdır.

8. Yan etkiler

Bireysel vakalarda, benzer bileşimdeki ürünlere karşı temas alerjileri tanımlanmıştır. Pulpa reaksiyonlarını önlemek için, pulpa bölgesindeki açığı çikan dentinin uygun alt dolgu malzemeleriyle (terichen kalsiyum hidroksit ile) kapatılması önerilir. Not: apt unibond; TEGDMA veya HEMA içermez.

9. Etkileşimler

İçerisindeki maddeler nedeniyle polimerizasyonu engelleyebilecek alt dolgu malzemelerinden kaçının. Çinko oksit öjenol veya timol içeren preparatlar gibi tüm fenolik bileşikler bu kategoridedir.

10. İşleme aşamaları

10.1. Kurutma

Dolgu malzemesinin sonraki uygulaması nedeniyle çalşıma alanının drenajı gerekir. Kaviteye kan veya tükürük buluşmasını önleyin. Lastik örtü kullanılması önerilir.

10.2. Kavite hazırlığı

Kaviteyi her zamanki gibi hazırlayın. Yapışmayı kolaylaştırmak için iyileştirmek için temizler ve eğimli kenarlar önerilir. Kaviteyi temizleyin ve kurulayın. Ağrı kurutmaktan kaçının.

10.2.1. Diş dokusunun aşındırılması (isteğe bağlı)
Nedenli uygulanarak klinik olarak yeterli bağ mukavemeti değerleri elde edilir. Seçici mine aşındırması veya total aşındırma tekniğiyle daha da yüksek yapışma değerleri elde edilebilir.

10.2.1.1 Total aşındırma tekniği (Saremc0 cmf etch ile)
Aşındırma jelini uygulayın ve ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde şartlandırın. SAREMCO, cmf etchin kullanılmasını önermektedir. Yeterince aşındırılmış mine, mat ve beyaz görünür.

10.2.1.2 Seçici mine aşındırması
Aşındırma jelini uygulayın ve ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde şartlandırın. SAREMCO, cmf etchin kullanılmasını önermektedir. Yeterince aşındırılmış mine, mat ve beyaz görünür.

Not: Dentinle sınırlı kavitelerde total aşındırma tekniğini kullanabilirsiniz. Bu durumda dentin 15 saniyeden fazla aşındırılmamalı ve durulamadan sonra sadece kısa bir süre kurutulmalıdır. Aşındırmasız Dentini aşırı kurutmayın. Hafif nemli bir kavite yüzeyi en iyisidir. Hazırlık yapmadan (örneğin servikal defekt), yüzeyi iyice temizleyin ve mine kenarını bir düzeltme elması ile pürüzlendirin.

10.3. Uygulama

apt unibond'u çok ince olmayan bir tabaka halinde fırça ile mineye/dentine uygulayın ve 20 saniye boyunca diş dokusuna yerdirin. Not: apt unibond ışıkla kürlenir; bu nedenle çok yoğun ortam ışığından kaçının. Uygulama sırasında cerrahi işçisi azaltın.

10.4. Kurutma

Yapışkan tabakasını en az 5 saniye boyunca bir hava üfleçiyi ile kururun.

10.5. Polimerizasyon

Bağlayıcı tabakayı mavî ışıkla (halojen veya LED ışık) polimerize edin. Belirtilen maruz bırakma süreleri, minimum ışık yoğunluğu 500 mW/cm2 ve dalga boyu 400 - 500 nm olan halojen veya LED ışıkla kürlenme cihazları içindir. Gereklî maruz bırakma süresi, ışık kaynağına ve kullanım talimatlarına bağlı olarak değişebilir. Şüphre durumunda, in vitro çalıştırmadan önce lambanın ışık çıkışını ve gerekli maruz bırakma süresini kontrol edin. Işıklı kürlenme cihazını polimerize edilecek yüzeye mümkün olduğunca yaklaştırın. Polimerizasyon sırasında yüzeyde bir inhibisyon tabakası oluşur; bu tabakaya dokunulmaması veya bu tabaka çikarilmamasıdır çünkü sonraki kompozit tabakalarla bağ için önemlidir.

Maruz bırakma süresi

ışık gücü	≥ 500 mW/cm²	≥ 1’200 mW/cm²
maruz bırakma süresi	20 sec.	10 sec.

TR | Türkçe

Önemli: Maruz bırakma sürelerinin uzatılması yapışma üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Çift kürlenmeli yapıştırıcı kompozitler kullanıldığında yapıştırıcı kompozitin ışıkla kürlenmesi kesinlikle gereklidir.

Not: Tam ışık kürlenemen garanti edilmediği opak restorasyonlar veya derin kaviteler için apt unibond kullanmayın.

10.6. Maryland köprülerini sabitleme ile ilgili notlar

Maryland köprülerini apt unibond ile sabitleken, bağ kullanılmadan önce minenin fosforik asit jeli (örn. SAREMCO cmf etch) ile pürüzlendirilmesi veya aşındırılması gerekir. Kendiliğinden aşındırın bağlar, hazırlanmayan mine üzerinde daha az etkilidir. Parlatılmamış ve eğitim verilmemiş mine üzerine aşırı miktarda bağ malzemesi uygulanması kenar lekelenmesine neden olabilir. apt unibond ile en iyi bağlama sonuçları için mine, III, IV, V sınıfında ve diastema kapatmaları için önceden hazırlanmalıdır.

11. Saklama

Kullandıktan sonra apt unibond şişesini sıkıca kapatın. Sivrinin geni akışını sağlamak için dik konumda saklayın. Işıklı kürlenene ürünlere doğrudan güneş ışığına veya çalışma ışığına maruz bırakmayın. apt unibond, oda sıcaklığında (20°C - 25°C / 68°F - 77°F) kullanılm geliştirmiştir. 4°C - 28°C / 39°F - 82°F arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Oda sıcaklığı 28°C / 82°F'yi aşarsa buzdolabında saklanması önerilir. Dondurmayın. Sürekli 28°C / 82°F'nin üzerinde olan sıcaklık ürünün raf ömrünü kısaltabilir.

12. Parti numarası ve son kullanma tarihi

Soru sorulacaksa ürünleri tanımlamak için parti numarı belirlemelidir. Ürünler son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanılmamalıdır.

13. Önleyici tedbirler

Her kullanımdan sonra kapları doğru şekilde kapatın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Sadece diş hekimliğinde kullanılm içindir. Piyasada satılan tıbbi edivişvenler metakrilatların sensitizasyon etkisine karşı koruma sağlamaz. Ürün edivişvene temas ederse edivişveni çıkarm ve atın, ellerinizi hemen su ve sabunla yıkayın ve yeni bir edivişven takın. Alerjik reaksiyon durumunda tıbbi yardım alın.

14. Acil önlemler

Ağız mukozasıyla doğrudan temas halinde ağız suyla yıkayın. Gözle teması halinde gözü suyla iyice durulayın. Göz doktoruna başvurun.

15. Hijyen

Uygulama aletlerini yalnızca bir hastada kullanın. Kontaminasyonu önlemek için ürünleri hastalardan uzakta dozlayın.

16. Garanti

Ürün, diş hekimliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve kullanım talimatlarına uygun olarak işlenmelidir. Kullanım talimatlarına uyulmaması veya ürünün başka bir şekilde yanlış veya uygunsuz kullanımı nedeniyle oluşan diğer hasarlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Sorumluluğumuz ürünlerimizin kalitesiyle sınırlıdır. Kalite kusuuru olan bir ürün için yalnızca değer değişikliği yapılır. Ürünleri kullanmadan önce, bunların kullanım amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün kullanımıyla ilişkin tüm riskleri açıkça kullanıcı üstlenir ve ortaya çıkan hasarlardan yalnızca kullanıcı sorumludur. Güvenlik bilgi formlarına ve teknik bilgi formlarına SAREMCO Dental AG web sitesinden ulaşılabilir.

17. Avrupa için diğer notlar

Kullanıcı ve/veya hasta, ürünün kullanımıyla bağlantılı ciddi olayların farkına varırsa bunlar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği ülkenin sorumlu makamlarına bildirimelidir. SAREMCO Ürünlerin Güvenlik ve Klinik Performans Özeti, Avrupa tıbbi cihazlar veri tabanında (EUDAMED – https://ec.europa.eu/tools/eudamed) bulunabilir.

18. Üretim / dağıtım
SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / İsviçre
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

Düzenleme: 07-2024 | D600206

Sınıf IIa tıbbi cihazlar
Sınıf III tıbbi cihazlar (Kanada)

